

订购信息

摇瓶密闭系统

目录号	产品名称	管(内外径尺寸)	管路接口	滤膜	液体管道长度(cm)	灭菌	个/箱
TAB300002	2L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/4"ID, 3/8" OD	Male MPC	PTFE, 0.22µm	120	是	6
TAB310002	2L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/8"ID, 1/4" OD	MLL	PTFE, 0.22µm	120	是	6
TAB300003	3L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/4"ID, 3/8" OD	Male MPC	PTFE, 0.22µm	120	是	6
TAB310003	3L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/8"ID, 1/4" OD	MLL	PTFE, 0.22µm	120	是	6
TAB300005	5L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/4"ID, 3/8" OD	Male MPC 带无菌取样口	PTFE, 0.22µm	100	是	6
TAB320005	5L培养摇瓶无菌转移盖	热塑管 管径:1/4"ID, 3/8" OD	Male MPC	PTFE, 0.22µm	100	是	6

方瓶密闭系统

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB010250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB011250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB012250	250mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB020250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB021250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB022250	250mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB110250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB111250	250mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB120250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB121250	250mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB010500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB011500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB012500	500mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB020500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB021500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB022500	500mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB110500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB111500	500mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB120500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	个/袋	个/箱
		管路类型	管路尺寸	管路接口				
CSB121500	500mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB010001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB011001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB012001	1000mL方瓶密闭系统	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB020001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB021001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB022001	1000mL方瓶无菌转移盖	两通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	Male MPC	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB110001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB111001	1000mL方瓶密闭系统	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB120001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	FLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10
CSB121001	1000mL方瓶无菌转移盖	三通	60cm, 1/4" ID, 3/8" OD	热封	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	1	10

离心瓶/管密闭系统

目录号	产品名称	管路规格			滤器	灭菌	包装方式	
		管路类型	管路尺寸	管路接口			替换盖	个/袋
CST010050	50mL离心管(可立底)密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	每袋赠送1个密封替换盖	1 4
CST010250	250mL离心瓶密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	每袋赠送1个密封替换盖	1 4
CST010500	500mL离心瓶密闭系统	两通	50cm, 1/8" ID, 1/4" OD	MLL	0.22µm, PTFE,φ30mm	是	每袋赠送1个密封替换盖	1 4

MLL:公鲁尔接头带堵头;FLL:母鲁尔接头带堵头;Male MPC:公MPC接头带堵头

洁特·中国总部
广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd.
地址:广州市黄埔区永和经济技术开发区斗塘路1号

电话:400-8717-688/020-32811888
售前服务:customer@jetbiofil.com
售后服务:service@jetbiofil.com



关注洁特生物官微

洁特·北京
北京市大兴区金星路12号奥宇英巢2号楼1515室
电话:010-89504831

洁特·上海
上海市闵行区浦江镇陈行公路2388号8号楼302-1
电话:021-37639600

洁特·广州
广东省广州市天河元岗横路16号天汇创意园C2栋212
电话:020-37580641

洁特·西安
陕西省西安市灞桥区纺织产业园鑫柳三路2066号4楼西北角
电话:029-81042718

洁特·武汉
武汉市武昌区白沙洲街江盛路17号1号楼1305办公室
电话:027-87363100

洁特·成都
成都市武侯区科园南路9号库E库2楼洁特生物
电话:028-85093020

洁特·长春
吉林省长春市二道区东盛大街与荣光路交汇力旺·东玺台写字间B栋1103室
电话:0431-80540406

洁特·南京
江苏省南京市江北新区星火路19号14-2幢8层807-1室
电话:025-58883610

洁特·重庆
重庆市渝中区石油路1号11幢13-13
电话:400-8717-688

洁特·天津
天津市河北区律纬路50号诺德中心诺诚广场10号楼2105室
电话:400-8717-688

洁特·杭州
杭州市上城区西溪路859号紫金创业园(紫金启真大厦)3号楼501-6室
电话:400-8717-688

洁特·深圳
深圳市龙岗区布吉街道广场路中安大厦1719室
电话:400-8717-688



— 股票代码:688026 —

为您提供实验室整体解决方案

Closed System Solutions 液体密闭转移系统

● 摇瓶密闭系统 ● 方瓶密闭系统 ● 离心瓶/管密闭系统

— 轻松实现液体无菌、安全转移! —



广州洁特生物过滤股份有限公司
Guangzhou Jet Bio-Filtration Co.,Ltd.

液体密闭转移系统 Closed System Solutions

在实验室研究和生物制药工艺大规模生产过程中,常常需要对各种培养容器里的液体进行转移,如补液、取样、接种等。传统液体转移方法有倾倒、使用移液管等,这类开放式移液对实验人员来说存在污染风险高、操作时间长、操作复杂等弊端,为防止污染,全程密闭的液体转移系统成为当下生物制药企业的首选。

洁特生物提供摇瓶密闭系统、培养基方瓶密闭系统和离心瓶/管密闭系统等多种液体密闭转移系统,可广泛用于细胞治疗、基因治疗、抗体和疫苗等生物药研发生产过程中的液体转移、取样及培养,最大程度降低污染风险,满足您对液体无菌、安全转移的需求。

降低污染风险

减少操作时间

降低操作难度

产品优势



瓶盖
采用注塑一体式连接,可最大限度降低液体泄露、残留的风险



0.22µm PTFE 滤器
可平衡瓶内瓶外压差,同时保证瓶内无菌环境



外管
可无菌热焊接的医用级TPE软管,表面光滑、耐摩擦、高弹性



接头
多种通用的标准接头可选,可适配各种工艺产线



内管
可伸至瓶底,液体转移无残留

质量保障

极低的可提取物水平

- ☑ USP<665>、USP<1665>、BPOG可提取物研究

良好的生物安全性

- ☑ USP<87>细胞毒性
- ☑ USP<88>皮内刺激试验
- ☑ USP<88>急性全身毒性
- ☑ USP<88>皮下植入实验
- ☑ ISO10993致敏试验
- ☑ ASTM F756溶血试验
- ☑ USP<85>内毒素
- ☑ USP<151>无热原
- ☑ USP<788>不溶性微粒
- ☑ USP<661.2>理化测试

辐照灭菌, SAL 10⁻⁶, 无DNase/RNase

产品结构

摇瓶密闭系统



匹配摇瓶规格: 2L、3L、5L

管路接头类型: Male MPC接头、MLL接头

材质: 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE), 外管(TPE), MLL接头聚丙烯(PP)/Male MPC接头聚碳酸酯(PC), 过滤器外壳四氟乙烯(PP), 过滤器滤膜四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

培养基方瓶密闭系统




匹配方瓶规格: 250mL 500mL 1000mL

管路接头类型: Male MPC接头 FLL接头 热封管口

管路类型: 两通 三通

材质: 瓶身环己二醇(共聚聚酯)(PETG), 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE), 外管(TPE), FLL接头聚丙烯(PP)/Male MPC接头聚碳酸酯(PC), 过滤器外壳四氟乙烯(PP), 过滤器滤膜四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

离心瓶/管密闭系统



匹配离心瓶/管规格: 50mL 250mL 500mL

管路接头类型: MLL接头

管路类型: 两通

材质: 瓶身聚丙烯(PP), 瓶盖高密度聚乙烯(HDPE), 内管聚四氟乙烯(PTFE), 外管(TPE), MLL接头聚丙烯(PP), 过滤器外壳四氟乙烯(PP), 过滤器滤膜四氟乙烯(PTFE), 均符合USP Class VI标准

定制服务

洁特生物密闭系统,可根据您的需求提供专属定制服务,包括匹配不同的产品、管路、瓶盖、接头等,以满足您不同的实验或生产工艺需求。

